

MedMe 测试单

版本 1.3.6(build 52) · 2026-07-31 · 每人一份,测完把「结果」栏填了发回

先装最新版 —— 一定要是 build 52。

- iPhone:TestFlight <https://testflight.apple.com/join/zWTyckV8> —— 已装过的人要在 TestFlight 里点「更新」。
- 安卓:<https://github.com/Chesterguan/medme/releases/latest/download/MedMe-Android.apk>

怎么核版本:iPhone 看 TestFlight 里那条的版本号,安卓看 APK 文件名。怎么核:装完进「设置」拉到底,「MedMe 医我」下面应显示 v1.3.6 (52)。不是 52 就是没更新到 —— iPhone 去 TestFlight 点「更新」,安卓重新下 APK。

确认「帮助改进 MedMe」是开的。进「设置」,找到「使用情况」那一节,里面的开关默认就是开的(首启点「我知道了,开始使用」时一并打开了),你只要确认一眼别是关的。

如果整个「使用情况」那一节压根找不到,说明你这个包没带埋点 Key —— 请告诉我们你装的是哪个包,别再往下猜。它只上报行为(点了什么、成没成功),不含病历内容、不含姓名,随时可关。

一、第一次打开(所有人必测)

#	怎么做	应该看到	✓/✗	实际/备注
1	全新安装后首次打开	「开始之前,有四件事」告知页,底部「我知道了,开始使用」		
2	点「我知道了,开始使用」	「你是?」选身份:自己/家人的病历 · 医生,帮病人建档		
3	选「自己/家人的病历」	进「健康档案」,空态提示去右上角「导入」		
4	杀掉 App 再打开	不再问一遍告知页和身份		

二、导入病历(所有人必测)

右上角「导入」弹出三条路 —— 「拍照」「从相册选」「选择文件」,三条都要走一遍。用自己的化验单/处方,或随便一张有中文文字的纸。

先说清楚「待确认」这一步,别当 bug 报。新导入的每一份都不会直接进时间线,而是先落到档案页最上面的红框卡里,右上角标「待确认」、下面写「点开核对并确认」。你要点开它、核对、再点底部「确认无误,归入档案」,它才会从红框区消失、进入下面的正常时间线。红框是设计,不是错误提示。

#	怎么做	应该看到	✓/✗	实际/备注
5	导入 → 「拍照」,拍一张化验单	识别完回到档案页,顶部出现一张红框「待确认」卡,上面有标题和日期		
6	导入 → 「从相册选」,选一张已拍好的	同上,顶部再多一张红框卡		
7	导入 → 「选择文件」,挑一个 PDF	同上;多页 PDF 要能翻页		
8	点开一张红框卡,逐字对着原件看	重点:数字、单位、药名有没有错。错了把原件和截图一起发回		
9	在详情页底部点「确认无误,归入档案」	返回档案页:这份从顶部红框区消失,出现在下面的正常时间线里,不再有「待确认」标		

10	剩下的几份也逐个确认掉	红框区清空;时间线里份数对得上		
11	斜着拍一张(纸转 30°)再导入	文字仍然成行,不是乱序		
12	去重:「从相册选」,选同一张已经导入过的照片(必须是同一个图片文件,不是把同一张纸重新拍一遍)	不产生重复的两份 去重是按文件内容比对的。同一张纸重新拍一次,文件其实不一样,会各存一份 —— 那不是 bug,别报		

三、多成员(有家人的人测)

#	怎么做	应该看到	✓/✗	实际/备注
13	档案页成员条右侧「+」,新建一个成员	成员条多一个,自动切过去,0 份记录		
14	在新成员下导入一份(记得也要点「确认无误,归入档案」)	只进这个成员;切回原成员,份数没变		
15	设置 → 保险箱,删掉那个测试成员	二次确认写明「N 份病历」;删完档案页也没了		

四、给医生看(所有人必测)

#	怎么做	应该看到	✓/✗	实际/备注
16	底部「导出分享」→「出示二维码」	出码,下面写明「本码含 N 份病历,含原件」		
17	用另一台手机 的相机扫这个码	浏览器里打开查看器,能看到完整病历和原件图		
18	特别留意:老手机、微信里打开	不该一直转圈。 转圈就是 bug,请务必报 (写清手机型号和浏览器)		
19	弱网降级(最容易出问题的一条,一定要测): 出码前先把网弄差 —— 开飞行模式再关、进电梯地库、或用很差的 Wi-Fi;然后走「导出分享」→「出示二维码」	上传传不完时,应出现一屏:云朵图标 + 「已传 XX%,继续会接着传,不用从头来」+ 两个按钮「继续上传」/「就用简版码(不含原件)」 —— 不该一直卡着转圈,也不该只给一个「重试」就没别的路		
20	在上一步点「就用简版码(不含原件)」	能出码;码下面那句 要变成 「本码含 N 个在治问题 · 这次没能带上原件」。 还写「含原件」就是 bug(病人会以为原件都给了)		
21	网络恢复后重来一次,这次点「继续上传」	接着传完(不从 0% 重来),出正常的「含原件」码		
22	「导出分享」→「选择范围并导出」	出一个可打印的 HTML,日期范围筛选生效		

五、医生代拍 → 病人认领(两台手机,重点)

这是这一版改动最大的地方。A 机当医生,B 机当病人;没有两台手机就找同事配一台。

#	怎么做	应该看到	✓/✗	实际/ 备注
23	A 机:设置 → 最上面「模式」那一行(写着「自己/家人的病历·点击切换到『为病人代拍』」)→ 点它	先弹一个「 切换模式? 」确认框,说明切过去主界面会变成「为病人代拍」、你自己的病历还在;点「切换」才生效		
24	确认切换后	回到「为病人代建档」首页。 整体仍是原来的蓝绿色调 ,只有代拍相关的横幅、主按钮、头像是 橙色 ——橙色是「这不是你自己的档案」的提醒,不是整个界面换肤		
25	A 机:点橙色大按钮「为病人代拍」	第一屏是知情同意,不是拍照、也不是「新建病人」 :标题「在拍之前,请告诉对方这几件事」,下面五条(拍什么 / 做什么用 / 交给谁 / 在这台手机上存多久 / 谁能打开)		
26	在同意屏上完成确认 :在白色签名框里用手指签个名,点「已签名,同意开始」	进入拍摄屏。 签不动就换另一条 :点「不方便签名?」→ 变成一个圆形按钮,手指按住不放满 3 秒(进度环转满一圈)即视为同意		
27	A 机:拍 1—2 张病历	拍完自动跳到审阅屏 ,不用再点任何「拍完了」之类的按钮。审阅屏里能看到病情摘要 + 每一份的识别内容;要接着拍就点「继续采集」		
28	A 机:在审阅屏点橙色按钮完成交付	正常应该弹:二维码 + 一个「复制链接」按钮。 如果弹出来的是「加密文件已生成」+ 一串口令,那是上传失败后的降级路径——功能上没坏(病人照样拿得到),但说明云端没传上去。请记住当时的网络情况(Wi-Fi/4G、信号几格、在哪)一起报回来		
29	B 机:用相机扫 A 机屏幕上的码	浏览器里先能 直接看到 病历,不用装 App		
30	B 机:页面上点「存进我的 MedMe」	唤起 App,进「存进我的档案」		
31	看清那张卡片写的是 存进谁	写的是 病历里那个人的姓名 ,不是你当前选中的成员;下面一句说明会合并还是新建		
32	点「存进我的档案」	成功页;回档案能看到那份记录在 正确的人 底下		
33	把同一条链接 再点一次 ,再存一次	提示「N 份原本就在你的档案里」,不产生重复		
34	B 机先切到别的成员,再点链接认领	仍然存进病历里那个人,不灌进你当前那个成员		
35	B 机开飞行模式,再点认领链接 注意:飞行模式下认领页(网页)打不开,扫码没用。要在微信/短信里直接点那条 https 链接把 App 唤起来	一分钟之内必须出错误提示「网络太慢/连不上」+ 能返回,不能永远转圈 弱网最坏情况是 20 秒连接超时 × 3 次重试,约一分钟;真·飞行模式通常几秒就该报错		
36	放最后做(会清空 B 机档案)——「刚装完就来认领」这条真实路径: B 机把 MedMe 卸载,重新安装 ;装完什么都别设(不点告知页、不选身份),直接在微信/短信里点那条认领链接	App 被链接冷启动拉起来,「存进我的档案」页直接盖在首启告知页上面,能一路存成功。 存完返回,才看到首启告知页 / 「你是?」选身份——这是设计,不是 bug。 但如果:认领页压根没出来(停在告知页)、白屏、崩溃、或一直转圈——都是 bug,请务必报		

六、随手多试(遇到就记)

- 横屏、字体调到最大、深色模式 —— 有没有文字被截断、按钮点不到。
- 导入过程中切后台再回来。
- 低电量模式、弱网(地铁、电梯)。
- iPhone / 安卓各自的返回手势。

已知问题(这些不用报)

- 删除代拍病人的确认弹窗里还有一句「已经交给病人的加密文件不受影响」 —— 走降级路径时那句仍然成立,不算错,暂不改。
- 认领链接弹窗里「复制链接」按钮位置偏下,小屏要滑一下才看得到。
- 暂时没有备份/换机迁移功能:手机丢了病历就没了,这是当前设计,不是 bug。
- 抽取用的是规则匹配,复杂排版的化验单可能漏字段 —— 但原文识别错了要报。

怎么反馈

一条问题给这四样,少一样我们就复现不了:

- **手机型号 + 系统版本**(如 iPhone 13 / iOS 18.2,华为 Mate 9 / Android 8)
- **版本号**(必须是 1.3.6 build 52 —— 设置页最下面那行 v1.3.6 (52))
- **第几步**(上面表格的编号)+ 你做了什么
- **截图或录屏**。涉及病历内容的,请把姓名等信息涂掉再发。

发给:chesterfield199512@gmail.com

病历只存在你自己手机上,我们看不到内容。测试期间请尽量用真实材料 —— 编的数据测不出识别问题。
测完把这份表填好发回,谢谢。